






RSPAL dr. RAMELAN

Nomor SOP	SOP/1401/I/2024
Tanggal Pembuatan	15 Januari 2024
Tanggal Revisi	15 Januari 2024
Tanggal Efektif	15 Januari 2024
Disahkan Oleh	Kepala RSPAL dr. Ramelan  dr. Sujoko Purnomo, Sp.B Laksamana Pertama TNI
Nama SOP	Gigi Tiruan Lepas Full Denture
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Permenpan RB RI nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi Zona integritas menuju WBBK dan WBBM. 2. Permenpan RB RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. 3. Keputusan Kepala Rumah Sakit TNI AL Dr. Ramelan No. Kep/268/II/2020 Tentang Pedoman Organisasi, Pedoman Pelayanan, PPK dan SPO Dep. Gilut. 4. SK Menkes No.372/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Teknisi Gigi 5. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan	1. Tehniker Gigi 2. Dokter Gigi
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
Bagian Matkesgi dan Klinik Gigi Prosthodontia	1. Model Kerja 2. Surveyor 3. Gips putih 4. Malam merah 5. Pisau model 6. Brand spiritus 7. Artikulator / Okludator 8. Anasir gigi 9. Kuvet 10. Panci 11. Kompor 12. Resin akrilik
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
-	SIM RS dan Buku Catatan Pekerjaan Labtekgi

FLOW CHART SOP GIGI TIRUAN LEPASAN FULL DENTURE

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Tekniker Gigi	Dokter Gigi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Persiapan model			Model kerja	10 mnt		

2	Survey dan block out			Surveyor	10 mnt		
3	Pembuatan lempeng dan galangan gigit			Malam merah	15 mnt	Gal.gigit	
4	Penetapan gigit yang dilakukan oleh dokter gigi			Brand spiritus & pisau model	20-30 mnt	Catatan gigit	
5	Penanaman pada artikulator/okludator			Artikulator / okludator & gips putih	30 mnt		
6	Penyusunan gigi anterior dan posterior			Anasir gigi, pisau model & brand spiritus	60 mnt	Susunan gigi	
7	Pasang-coba susunan gigi pada pasien			Brand spiritus & pisau model	30-60 mnt		
8	Pemfiksiran model malam pada model kerja			Brand spiritus & pisau model	30 mnt		
9	Penanaman model RA dan RB dalam kuvet			Kuvet & gips putih	60 mnt		
10	Proses burning out			Press, panci & kompor	60 mnt		
11	Packing akrilik			Powder & liquid Akrilik	60 mnt		
12	Penggodokan akrilik			Press, Panci & kompor	60 mnt		
13	Finishing dan polishing			Freser, stone, feltcone & brush	2 jam	Prothesa akrilik	